

LARİNGEAL MASKE AIRWAY (LMA)

Endikasyonları; LMA bilinci kapalı olan hastalarda kullanılmaktadır. LMA, yüz maskesi ventilasyonun yerini alan bir tekniktir. Başarılı yerleştirme oranları %64-100 arasında olup, deneyimsiz kişiler tarafından da kolayca yerleştirilebilmektedir.



Çeşitleri;

- Klasik LM (kLM),
- Intubating LM (ILM/Fastrach LMA),
- ProSeal LM (PLM),
- Supreme LMA,
- LMA-flexible,
- LMA-Unique,
- LMA-Ctrach



LMA BOYUTLARI

- ✓ LMA'lar 1-5 numaralar arasında değişik boyutlarda olabilir.

- ✓ 1-2 numaraların çocuklarda kullanılması önerilmektedir.
- ✓ Genellikle 4 numaralı LMA'ların erişkinlerde, 5 numaralı LMA'ların ise 70 kg'den fazla kilolu erişkinlerde kullanılması önerilmektedir.
- ✓ Vokal kordların altında hava yolunu güvenli kılan bir balon olmadığından aspirasyon riski vardır.



Kullanımı:

- ✓ LMA baş ve işaret parmakları kullanılarak sert damak üzerinden posterior farinkse ulaşıncaya kadar ilerletilir.
- ✓ Maske bir dirençle karşılaşıncaya kadar vertikal olarak hareket ettirilir,
- ✓ Daha sonra balon şişirilir ve normal göğüs kafesi solunum hareketi, solunum seslerinin varlığı ve solunum dışı seslerin yokluğu ile LMA'nın yeri ve solunum değerlendirilir